

Приложение 1
к Методическим рекомендациям
«Применение одноразовой
медицинской одежды и белья в
организациях здравоохранения»

Параметры качества отдельных видов одноразовой
медицинской одежды и белья

	Наименование одноразовой медицинской одежды и белья	Параметры качества			
		Поверхнос тная плотность нетканого материала (не менее г/м ²)	Воздухо- про- ницае- мость (дм ³ /м ² /с)	Впитыва ющая способ ность (мл) (гигроско пичность %)	Микробная проницае- мость
	Халат хирургический	40	Не менее 150	3-5%	Не проницаем
	Шапочка (различный ассортимент)	25	150-300	3-5%	-
	Бахилы хирургические	40	-	-	Не проницаемы
	Простыня (чехол) на операционный стол	35	-	3-5%	Не проницаема
	Простыня хирургическая с впитывающим слоем	35	-	Должна впитывать не менее 250-500 мл жидкости	Не проницаема
	Подстилка впитывающая	35	-	Должна впитывать не менее 250-500 мл жидкости	Не проницаема
	Простыня для роженицы	35	-	Должна впитывать не менее	Не проницаема

				250-500 мл жидкости	
	Рубашка для роженицы	35	Не менее 150	3-5%	Не проницаема
	Пеленка для новорожденного	35	Не должна нару- шать воздухо- обмен	Должна впитывать не менее 250-500 мл жидкости	Не проницаема

Приложение 2
к Методическим рекомендациям
«Применение одноразовой
медицинской одежды и белья в
организациях здравоохранения»

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЕРЕЧНИ
ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ²**

1. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения отделений хирургического профиля (операционных блоков и послеоперационных палат) (таблица 1, 2).
2. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения акушерских и гинекологических отделений (родильных блоков и других помещений с асептическим режимом для новорожденных) (таблица 3, 4).
3. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения травматологических и ортопедических отделений (таблица 5, 6).
4. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения отделений анестезиологии и реанимации (таблица 7, 8).
5. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения офтальмологических (хирургических) отделений (таблица 9, 10).
6. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения оториноларингологических (хирургических) отделений (таблица 11, 12).
7. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения онкологических и онкогематологических отделений (в т.ч. асептических отделений и палат) (таблица 13, 14).
8. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения стоматологических амбулаторно-поликлинических организаций (таблица 15, 16).

² В графе «стерильно; нестерильно» указание на состояние стерильности/нестерильности носит рекомендательный характер. В зависимости от конкретных условий использование предметов одноразовой медицинской одежды и белья в стерильном/нестерильном виде определяется заказчиком – организацией здравоохранения.

Таблица 1 – Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения отделений хирургического профиля (операционных блоков и послеоперационных палат)

№ п/п	Наименование одноразовой медицинской одежды и белья	стерильно; нестерильно (с; н/с)	Поверхностная плотность нетканого материала (не менее г/м ²)	Впитывающие свойства
	Медицинская одежда			
1	Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете	с; н/с	40	
2	Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете с влагонепроницаемым передом и рукавами	с; н/с	40	
3	Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины	с	40	
4	Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами	с	40	
5	Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами, с впитывающим слоем	с	40	
6	Куртка хирургическая, рукав короткий	н/с		
7	Брюки хирургические	н/с		
8	Костюм хирургический	н/с		
9	Костюм хирургический повышенной прочности	н/с		
10	Шапочка-колпак без подворота	н/с	25	
11	Шапочка-колпак с подворотом	н/с	25	
12	Шапочка-шарлотта	н/с	25	
13	Шапочка-шлем (с подкроенной затылочной частью и стягивающей резинкой)	н/с	25	
14	Бахилы хирургические низкие	н/с	40	

15	Бахилы хирургические высокие	н/с	40	
16	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, завязки	с; н/с		
17	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, резинки	с; н/с		
18	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки	с; н/с		
19	Фартук хирургический, влагонепроницаемый	н/с		
20	Нарукавники медицинские, влагонепроницаемые	с; н/с		
21	Халат-накидка для посетителей	н/с		
	Медицинское белье			
1	Простыня на операционный стол	с	35	
2	Простыня большая хирургическая	с; н/с	35	
3	Простыня малая хирургическая	с; н/с	35	
4	Простыня большая с адгезивным краем хирургическая	с	35	
5	Простыня малая с адгезивным краем хирургическая	с	35	
6	Простыня с карманом хирургическая	с	35	
7	Простыня-мешок хирургическая	с	35	
8	Простыня с отверстием, адгезивным краем и карманами хирургическая	с	35	
9	Простыня с отверстием, адгезивным краем и впитывающим слоем хирургическая	с	35	
10	Пеленка малая хирургическая	с; н/с	35	
11	Пеленка средняя хирургическая	с; н/с	35	
12	Пеленка большая хирургическая	с; н/с	35	
13	Пеленка большая с адгезивным краем	с	35	
14	Пеленка малая с адгезивным краем	с	35	

15	Подстилка впитывающая малая хирургическая	с; н/с		Должна впитывать не менее 250 мл жидкости
16	Подстилка впитывающая средняя хирургическая	с; н/с		Должна впитывать не менее 300 мл жидкости
17	Подстилка впитывающая большая хирургическая	с; н/с		Должна впитывать не менее 500 мл жидкости
18	Салфетка хирургическая	с	35	
19	Салфетка впитывающая хирургическая	с		Должна впитывать 250-500 мл жидкости
20	Тампон хирургический	с		
21	Пододеяльник	н/с		
22	Наматрасник	с; н/с		
23	Наволочка	н/с		
24	Лента фиксирующая	с; н/с		
25	Чехол на инструментальный столик	с	35	
26	Чехол защитный для эндоскопа	с	35	
27	Мешок патологоанатомический	н/с		

Таблица 2 – Рекомендуемый перечень комплектов одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения отделений хирургического профиля (операционных блоков и послеоперационных палат)

№ п/п	Наименование комплекта	Перечень одноразовой медицинской одежды и белья	Кол-во (ед/пара)	Поверхностная плотность нетканого материала (не менее г/м ²)	Впитывающие свойства
1	Комплект одежды хирургический:	-халат хирургический; -бахилы хирургические; -шапочка	1 1 пара	35 40	

		хирургическая; -маска хирургическая 3- хслойная, фильтр, фиксатор, завязки	1 1	25	
2	Комплект хирургический универсальный:	-простыня большая с адгезивным краем хирургическая; -простыня малая с адгезивным краем хирургическая; -простыня малая хирургическая; -салфетка впитывающая хирургическая	4 4 4 5	35 35 35	Салфетка должна впитывать 250-500 мл жидкости
3	Комплект хирургический универсальный большой:	-чехол на инструментальный столик; -простыня большая хирургическая; -простыня большая с адгезивным краем хирургическая; -простыня малая с адгезивным краем хирургическая; -пеленка большая с адгезивным краем; -салфетка впитывающая хирургическая; -лента фиксирующая	1 1 1 1 2 4 1	35 35 35 35 35	Салфетка должна впитывать 250-500 мл жидкости
4	Комплект хирургический универсальный	-чехол на инструментальный столик;	1	35	

	средний:	-простыня малая хирургическая;	1	35	
		-простыня большая с адгезивным краем, хирургическая;	2	35	
		- пеленка большая с адгезивным краем;	2	35	
		-салфетка впитывающая хирургическая;	2		
		-лента фиксирующая	3		Салфетка должна впитывать 250-500 мл жидкости
5	Комплект хирургический универсальный малый:	-простыня большая с адгезивным краем хирургическая;	2	35	
		- пеленка большая с адгезивным краем;	3	35	
		-салфетка впитывающая хирургическая	2		Салфетка должна впитывать 250-500 мл жидкости
6	Комплект для полостных вмешательств:	-чехол на инструментальный столик;	1	35	
		-простыня большая хирургическая;	1	35	
		-простыня с отверстием, адгезивным краем и карманами, хирургическая;	1	35	
		-салфетка впитывающая хирургическая;	4		
		-повязка для закрытия ран;	1		
		-лента			Салфетка должна впитывать 250-500 мл жидкости

		фиксирующая	1		
7	Комплект для лапаротомии:	-чехол на инструментальный столик;	1	35	
		-простыня большая хирургическая;	1	35	
		-простыня с отверстием, адгезивным краем и впитывающим слоем хирургическая;	1	35	
		-салфетка впитывающая хирургическая;	4		
		-лента фиксирующая	2		Салфетка должна впитывать 250-500 мл жидкости
8	Комплект для лапароскопии	-чехол на инструментальный столик;	1	35	
		-простыня большая хирургическая;	1	35	
		-простыня с отверстием, адгезивным краем и карманами хирургическая;	1	35	
		-салфетка впитывающая хирургическая;	4		
		-лента фиксирующая	2		Салфетка должна впитывать 250-500 мл жидкости
9	Комплект для лапароскопии с мешком для эндоскопов:	-чехол на инструментальный столик;	1	35	
		-чехол защитный для эндоскопа;	1	35	
		-простыня большая			

		хирургическая; -простыня с отверстием, адгезивным краем, карманом для эндоскопов и карманами, хирургическая; -салфетка впитывающая хирургическая	1 1 4	35 35	Салфетка должна впитывать 250-500 мл жидкости
10	Комплект хирургический для малоинвазивных операций:	-простыня малая хирургическая; -простыня с отверстием, адгезивным краем по периметру, укрепленная зона, хирургическая; -простыня малая с адгезивным краем и впитывающей зоной хирургическая	2 1 3	35 35 35	
11	Комплект хирургический для операций на грудной клетке:	-чехол на инструментальный столик; -мешок для дефибриллятора; -простыня большая хирургическая; -простыня торакальная с отверстием, адгезивным краем; -держатель для шнура; -лента операционная; -покрытие для	1 1 2 1 2 2	35 35 35 35	

		гениталий с адгезивным краем; -салфетка впитывающая хирургическая	1 4	35	Салфетка должна впитывать 250-500 мл жидкости
12	Комплект хирургический стандартный:	-чехол на инструментальный столик; -простыня большая хирургическая; -простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем хирургическая; -простыня с отверстием, адгезивным краем и впитывающим слоем хирургическая; -салфетка впитывающая хирургическая; -лента фиксирующая	1 1 2 1 4 1	35 35 35 35	Салфетка должна впитывать 250-500 мл жидкости
13	Комплект хирургический	-простыня большая хирургическая; -простыня малая хирургическая	3 2	35 35	
14	Комплект для покрытия инструментального столика:	-чехол на инструментальный столик; -карман-приемник с адгезивным краем	1 1	35 35	

Таблица 3 – Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения акушерских и гинекологических отделений (родильных блоков и других помещений с асептическим режимом для новорожденных)

№ п/п	Наименование одноразовой медицинской одежды и белья	стерильно; нестерильно (с; н/с)	Поверх- ностная плотность нетканого материала (не менее г/м ²)	Впитываю- щие свойства
	Медицинская одежда			
1	Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете	с; н/с	40	
2	Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете с влагонепроницаемым передом и рукавами	с; н/с	40	
3	Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины	с	40	
4	Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами	с	40	
5	Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами, с впитывающим слоем	с	40	
6	Куртка хирургическая, рукав короткий	н/с		
7	Брюки хирургические	н/с		
8	Костюм хирургический	н/с		
9	Костюм хирургический повышенной прочности	н/с		
10	Шапочка-колпак без подворота	н/с	25	

11	Шапочка-колпак с подворотом	н/с	25	
12	Шапочка-шарлотта	н/с	25	
13	Шапочка-шлем (с подкроенной затылочной частью и стягивающей резинкой)	н/с	25	
14	Бахилы хирургические низкие	н/с	40	
15	Бахилы хирургические высокие	н/с	40	
	Бахилы высокие с двойной подошвой	н/с	40	
16	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, завязки	с; н/с		
17	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, резинки	с; н/с		
18	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки	с; н/с		
19	Фартук хирургический, влагонепроницаемый	н/с		
20	Нарукавники медицинские, влагонепроницаемые	с; н/с		
21	Рубашка для роженицы	с; н/с	35	
22	Конверт для новорожденного	с; н/с	35	
23	Халат-накидка для посетителей	н/с		
	Медицинское белье			
1	Простыня на операционный стол	с	35	
2	Простыня большая хирургическая	с; н/с	35	
3	Простыня малая хирургическая	с; н/с	35	
4	Простыня для роженицы большая	с	35	

5	Простыня для роженицы малая	с	35	
6	Простыня влагонепроницаемая	с	35	
7	Простыня большая с адгезивным краем хирургическая	с	35	
8	Простыня малая с адгезивным краем хирургическая	с	35	
9	Простыня с карманом хирургическая	с	35	
10	Простыня-мешок хирургическая	с	35	
11	Простыня с отверстием, адгезивным краем и карманами хирургическая	с	35	
12	Простыня с треугольным отверстием, адгезивным краем и встроенной полусферой для операций на промежности	с	35	
13	Простыня для кесарева сечения с отверстием, адгезивным краем, карманом, отводом	с	35	
14	Пеленка хирургическая	с; н/с	35	
15	Пеленка подкладная впитывающая	с; н/с		Должна впитывать 250-500 мл жидкости
16	Пеленка большая с адгезивным краем	с	35	
17	Пеленка малая с адгезивным краем	с	35	
18	Подстилка впитывающая малая хирургическая	с; н/с		Должна впитывать не менее 250 мл жидкости
19	Подстилка впитывающая средняя хирургическая	с; н/с		Должна впитывать не менее 300 мл

				жидкости
20	Подстилка впитывающая большая хирургическая	с; н/с		Должна впитывать не менее 500 мл жидкости
21	Салфетка многослойная впитывающая хирургическая	с		Должна впитывать 250-500 мл жидкости
22	Салфетка впитывающая	с		Должна впитывать 250-500 мл жидкости
23	Подкладка впитывающая	н/с		Должна впитывать 250-500 мл жидкости
24	Тампон хирургический	с		
25	Прокладка впитывающая	н/с		
26	Трусики гинекологические (большие)	н/с		
27	Пододеяльник	н/с		
28	Наматрасник	с; н/с		
29	Наволочка	н/с		
30	Лента фиксирующая	с; н/с		
31	Чехол на инструментальный столик	с	35	
32	Чехол защитный для эндоскопа	с	35	
33	Мешок патологоанатомический	н/с		

Таблица 4 – Рекомендуемый перечень комплектов одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения акушерских и гинекологических отделений (родильных блоков и других помещений с асептическим режимом для новорожденных)

№ п/ п	Наименование комплекта	Перечень одноразовой медицинской одежды и белья	Кол-во (ед/па ра)	Поверх- ностная плотность нетканого материала (не менее г/м ²)	Впитываю- щие свойства
1	Комплект одежды	-халат хирургический;	1	40	

	хирургический:	-бахилы хирургические; -шапочка хирургическая; -маска хирургическая 3- хслойная, фильтр, фиксатор, завязки	1 пара 1 1	40 25 	
2	Комплект одежды хирургический для гинекологическ их операций	-халат хирургический; -шапочка шарлотта; -бахилы высокие с двойной подошвой; -маска	3 3 3 пары 3	40 25 40	
3	Комплект одежды хирургический для приема родов:	-халат хирургический с запа'хом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницае мым передом и рукавами; -халат хирургический на завязках, без запа'ха, рукав на резинке/манжете; -бахилы хирургические с двойной подошвой; -шапочка хирургическая; -маска хирургическая 3- хслойная, фильтр, фиксатор, завязки	1 1 2 пары 3 3	40 40 40 25 	
4	Комплект одежды	-халат хирургический;	1	40	

	хирургический для посетителя в операционную:	-шапочка шарлотта; -бахилы высокие; -маска	1 1 пара 1	25 40	
5	Комплект одежды хирургический для персонала на операцию кесарева сечения:	-халат хирургический с запа'хом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами; -халат хирургический на завязках, без запа'ха, рукав на резинке/манжете; -фартук хирургический, влагонепроницаемый; -бахилы высокие хирургические с двойной подошвой; -бахилы низкие хирургические; -шапочка хирургическая; -маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, завязки; -маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки	3 4 2 3 4 7 4 3	40 40 40 40 25 	
6	Комплект	-пеленка			

	гинекологический смотровой для приемного покоя:	подкладная; -бахилы малые	1 1 пара	35 40	
7	Комплект белья для гинекологических операций:	-прокладка впитывающая; -бахилы высокие хирургические; -простыня большая хирургическая; -подстилка впитывающая средняя хирургическая	2 1 1 1	40 35	Прокладки и подстилки в зависимости от размера должны впитывать 250-500 мл жидкости
8	Комплект белья гинекологический послеоперационный	-пеленка подкладная; -трусики гинекологические (большие); -прокладка впитывающая	1 1 2	35	Прокладка в зависимости от размера должна впитывать 250-500 мл жидкости
9	Комплект акушерский для роженицы	-простыня малая; -шапочка-шарлотта; -рубашка для роженицы; -подкладка впитывающая	2 1 1 2	35 25 35	Подкладка в зависимости от размера должна впитывать 250-500 мл жидкости
10	Комплект акушерский для роженицы предродовой	-простыня большая -рубашка для роженицы; -подкладка впитывающая	1 1 1	35 35	Подкладка в зависимости от размера должна впитывать 250-500 мл жидкости
11	Комплект акушерский для роженицы послеродовой	-простыня большая операционная -чехол на матрац на завязках; -подкладка, впитывающая	1 1 1	35	Подкладка в зависимости от размера должна впитывать 250-500 мл жидкости

12	Комплект акушерский	-прокладка впитывающая; -бахилы-носки на ступню; -простыня малая хирургическая; -простыня влагонепроницаемая; -рубашка для роженицы; -салфетка впитывающая; -салфетка впитывающая многослойная; -шапочка-шарлотта	2 1 пара 2 1 1 2 1 1	40 35 35 35 25	Прокладка и салфетки в зависимости от размера должны впитывать 250-500 мл жидкости
13	Комплект для новорожденного:	-салфетка впитывающая многослойная; -пеленка впитывающая	4 1		Салфетка и пеленка в зависимости от размера должны впитывать 250-500 мл жидкости
14	Комплект для кесарева сечения:	-простыня большая хирургическая; -простыня малая хирургическая; -простыня с отверстием, карманом, отводом, инцизионной пленкой; -рубашка для роженицы; -салфетка впитывающая хирургическая;	1 1 1 1 4	35 35 35 35	Салфетка в зависимости от размера должна впитывать

		-лента фиксирующая	1		250-500 мл жидкости
15	Комплект для выскабливания:	-простыня большая хирургическая; -пеленка впитывающая; -салфетка впитывающая хирургическая	1 1 1	35	Пеленка и салфетка в зависимости от размера должны впитывать 250-500 мл жидкости
16	Комплект для операций на промежности:	-салфетка адгезивным краем, хирургическая; -простыня с овальным отверстием по центру; -простыня малая хирургическая; -мешок	2 1 1 2	35 35 35	
17	Комплект для лапароскопии гинекологическо й:	-простыня с отверстием, адгезивным краем и встроенной полусферой, хирургическая; - чехол защитный, завязка	1 1	35	
18	Комплект для лапаротомии гинекологическо й:	-простыня с отверстием, адгезивным краем и укрепленной зоной, хирургическая; -простыня с адгезивным краем, впитывающей зоной	1 3	35 35	
19	Комплект для	-бахилы-			

	цистоскопии:	леггинсы; -простыня на операционный стол; -простыня с отверстием, адгезивным краем, хирургическая	1 пара 1 1	40 35 35	
20	Комплект для урологических операций:	-простыня большая хирургическая; -простыня влагонепроницае- мая; -простыня для операций на промежности с отверстием, адгезивным краем и встроенной полусферой, хирургическая; -лента фиксирующая	1 2 1 1	35 35 35	
21	Комплект для смотрового кабинета:	-бахилы низкие; -салфетка впитывающая; -салфетка	1 пара 1 1	40	Салфетка в зависи- мости от размера должна впитывать 250-500 мл жидкости
22	Комплект хирургический	-простыня большая хирургическая; -простыня малая хирургическая	3 2	35 35	
23	Комплект для покрытия инструментально го столика:	-чехол на инструментальны й столик; -карман-приемник с адгезивным	1 1	35 35	

		краем			
--	--	-------	--	--	--

Таблица 5 – Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения травматологических и ортопедических отделений

№ п/п	Наименование одноразовой медицинской одежды и белья	стерильно; нестерильно (с; н/с)	Поверх- ностная плотность нетканого материала (не менее г/м ²)	Впитываю- щие свойства
	Медицинская одежда			
1	Халат хирургический на завязках, без запа'ха, рукав на резинке/манжете	с; н/с	40	
2	Халат хирургический на завязках, без запа'ха, рукав на резинке/манжете с влагонепроницаемым передом и рукавами	с	40	
3	Халат хирургический с запа'хом сзади, стерильное укрытие спины	с	40	
4	Халат хирургический с запа'хом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами	с	40	
5	Халат хирургический с запа'хом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами, с впитывающим слоем	с	40	
6	Куртка хирургическая, рукав короткий	н/с		
7	Брюки хирургические	н/с		
8	Костюм хирургический	н/с		

9	Костюм хирургический повышенной прочности	н/с		
10	Шапочка-колпак без подворота	н/с	25	
11	Шапочка-колпак с подворотом	н/с	25	
12	Шапочка-шарлотта	н/с	25	
13	Шапочка-шлем (с подкроенной затылочной частью и стягивающей резинкой)	н/с	25	
14	Бахилы хирургические низкие	н/с	40	
15	Бахилы хирургические высокие	н/с	40	
16	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, завязки	с; н/с		
17	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, резинки	с; н/с		
18	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки	с; н/с		
19	Фартук хирургический, влагонепроницаемый	н/с		
20	Нарукавники медицинские, влагонепроницаемые	с; н/с		
21	Халат-накидка для посетителей	н/с		
	Медицинское белье			
1	Простыня на операционный стол	с	35	
2	Простыня большая хирургическая	с; н/с		
3	Простыня малая хирургическая	с; н/с	35	
4	Простыня большая с адгезивным краем хирургическая	с	35	
5	Простыня малая с адгезивным краем хирургическая	с	35	

6	Простыня с карманом хирургическая	с	35	
7	Простыня-мешок хирургическая	с	35	
8	Простыня с отверстием, адгезивным краем и карманами хирургическая	с	35	
9	Простыня с отверстием, адгезивным краем и впитывающим слоем хирургическая	с	35	
10	Простыня для коленной артроскопии	с	35	
11	Простыня для операций на конечности	с	35	
12	Простыня для операций на кисти/стопе	с	35	
13	Пеленка малая хирургическая	с; н/с	35	
14	Пеленка средняя хирургическая	с; н/с	35	
15	Пеленка большая хирургическая	с; н/с	35	
16	Пеленка большая с адгезивным краем	с	35	
17	Пеленка малая с адгезивным краем	с	35	
18	Подстилка впитывающая малая хирургическая	с; н/с		Должна впитывать не менее 250 мл жидкости
19	Подстилка впитывающая средняя хирургическая	с; н/с		Должна впитывать не менее 300 мл жидкости
20	Подстилка впитывающая большая хирургическая	с; н/с		Должна впитывать не менее 500 мл жидкости
21	Салфетка хирургическая	с	35	
22	Салфетка впитывающая хирургическая	с		В зависимости от размера должна впитывать 250-500 мл

				жидкости
23	Тампон хирургический	с		
24	Пододеяльник	н/с		
25	Наматрасник	с; н/с		
26	Наволочка	н/с		
27	Лента фиксирующая	с; н/с		
28	Чехол на инструментальный столик	с	35	
29	Мешок патологоанатомический	н/с		

Таблица 6 – Рекомендуемый перечень комплектов одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения травматологических и ортопедических отделений

№ п/п	Наименование комплекта	Перечень одноразовой медицинской одежды и белья	Кол-во (ед/пара)	Поверхностная плотность нетканого материала (не менее г/м ²)	Впитывающие свойства
1	Комплект одежды хирургический:	-халат хирургический; -бахилы хирургические; -шапочка хирургическая; -маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, завязки	1 1 пара 1 1	40 40 25	
2	Комплект хирургический стандартный:	-чехол на инструментальный столик; -простыня большая хирургическая; -простыня вланонепроницаемая с адгезивным краем	1 1	35 25	

		хирургическая; -простыня с отверстием, адгезивным краем и впитывающим слоем	2	35	В зависи- мости от размера салфетка должна впиты- вать 250-500 мл жидко- сти
		хирургическая; -салфетка впитывающая	1	35	
		хирургическая; -лента	4		
		фиксирующая	1		
3	Комплект хирургический для первичной обработки ран:	-салфетка с отверстием, адгезивным краем хирургическая; -салфетка впитывающая хирургическая; -тампон треугольный хирургический; -повязка для закрытия ран с впитывающей зоной и адгезивными краями	1 5 10 1	35	В зависи- мости от размера салфетка должна впиты- вать 250-500 мл жидко- сти
4	Комплект для операций на бедре:	-чехол на инструментальный столик; -простыня на операционный стол; -простыня большая с адгезивным краем хирургическая; -простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем хирургическая; -простыня с	1 1 2 2	35 35 35 35	

		вырезом и адгезивным краем;	1	35	В зависимости от размера салфетка должна впитывать 250-500 мл жидкости
		-бахила-чулок на манжете;	1	40	
		-салфетка впитывающая хирургическая;	4		
		-лента фиксирующая	3		
5	Комплект для артроскопии 1:	-чехол на инструментальный столик;	1	35	В зависимости от размера салфетка должна впитывать 250-500 мл жидкости
		-простыня для артроскопии с эластичным отверстием, мешком, отводом;	1	35	
		-бахила-носок;	1	40	
		-салфетка впитывающая хирургическая;	4		
		-лента фиксирующая	2		
6	Комплект для артроскопии 2:	-чехол на инструментальный столик;	1	35	В зависимости от размера салфетка должна впитывать 250-500 мл жидкости
		-простыня на операционный стол;	2	35	
		-простыня для артроскопии с эластичным отверстием, мешком, отводом;	1	35	
		-бахила-носок;	1	40	
		-салфетка впитывающая хирургическая;	4		
		-лента фиксирующая	2		
7	Комплект для	-чехол на			

	операций на верхних (нижних) конечностях:	инструментальный столик;	1	35	
		-простыня на операционный стол;	1	35	
		-простыня для операций на кисти/стопе с эластичным отверстием;	1	35	
		-мешок на руку/ногу;	1	35	
		-салфетка впитывающая с адгезивным краем хирургическая;	1		
		-салфетка хирургическая	1	35	В зависимости от размера салфетка должна впитывать 250-500 мл жидкости
8	Комплект хирургический	-простыня большая хирургическая;	3	35	
		-простыня малая хирургическая	2	35	
9	Комплект для покрытия инструментального столика:	-чехол на инструментальный столик;	1	35	
		-карман-приемник с адгезивным краем	1	35	

Таблица 7 – Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения отделений анестезиологии и реанимации

№ п/п	Наименование одноразовой медицинской одежды и белья	стерильно; нестерильно (с; н/с)	Поверх- ностная плотность нетканого материала (не менее г/м ²)	Впитываю- щие свойства
	Медицинская одежда			
1	Халат хирургический на завязках, без запа'ха, рукав на резинке/манжете	с; н/с	40	
2	Халат хирургический на	с; н/с	40	

	завязках, без запа́ха, рукав на резинке/манжете с влагонепроницаемым передом и рукавами			
3	Халат хирургический с запа́хом сзади, стерильное укрытие спины	с	40	
4	Халат хирургический с запа́хом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами	с	40	
5	Халат хирургический с запа́хом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами, с впитывающим слоем	с	40	
6	Куртка хирургическая, рукав короткий	н/с		
7	Брюки хирургические	н/с		
8	Костюм хирургический	н/с		
9	Костюм хирургический повышенной прочности	н/с		
10	Шапочка-колпак без подворота	н/с	25	
11	Шапочка-колпак с подворотом	н/с	25	
12	Шапочка-шарлотта	н/с	25	
13	Шапочка-шлем (с подкроенной затылочной частью и стягивающей резинкой)	н/с	25	
14	Бахилы хирургические низкие	н/с	40	
15	Бахилы хирургические высокие	н/с	40	
16	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, завязки	с; н/с		

17	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, резинки	с; н/с		
18	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки	с; н/с		
19	Фартук хирургический, влагонепроницаемый	н/с		
20	Нарукавники медицинские, влагонепроницаемые	с; н/с		
21	Халат-накидка для посетителей	н/с		
	Медицинское белье			
1	Простыня большая хирургическая	с; н/с	35	
2	Простыня малая хирургическая	с; н/с	35	
3	Простыня большая с адгезивным краем хирургическая	с	35	
4	Простыня малая с адгезивным краем хирургическая	с	35	
5	Простыня с карманом хирургическая	с	35	
6	Простыня-мешок хирургическая	с	35	
7	Простыня с отверстием, адгезивным краем и карманами хирургическая	с	35	
8	Простыня с отверстием, адгезивным краем и впитывающим слоем хирургическая	с	35	
9	Пеленка малая хирургическая	с; н/с	35	
10	Пеленка средняя хирургическая	с; н/с	35	
11	Пеленка большая хирургическая	с; н/с	35	
12	Пеленка большая с	с	35	

	адгезивным краем			
13	Пеленка малая с адгезивным краем	с	35	
14	Подстилка впитывающая малая хирургическая	с; н/с		Должна впитывать не менее 250 мл жидкости
15	Подстилка впитывающая средняя хирургическая	с; н/с		Должна впитывать не менее 300 мл жидкости
16	Подстилка впитывающая большая хирургическая	с; н/с		Должна впитывать не менее 500 мл жидкости
17	Салфетка хирургическая	с	35	
18	Салфетка впитывающая хирургическая	с		В зависимости от размера должна впитывать 250-500 мл жидкости
19	Тампон хирургический	с		
20	Наматрачник для реанимации	с; н/с	35	
21	Пододеяльник для реанимации	с; н/с	35	
22	Наволочка для реанимации	с; н/с	35	
23	Лента фиксирующая	с; н/с		
24	Чехол на инструментальный столик	с	35	

Таблица 8 – Рекомендуемый перечень комплектов одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения отделений анестезиологии и реанимации

№ п/п	Наименование комплекта	Перечень одноразовой медицинской одежды и белья	Кол-во (ед/пара)	Поверхностная плотность нетканого материала (не менее г/м ²)	Впитывающие свойства
1	Комплект одежды хирургический:	-халат хирургический; -бахилы	1	40	

		хирургические; -шапочка хирургическая; -маска хирургическая 3- хслойная, фильтр, фиксатор, завязки	1 пара 1 1	40 25	
2	Комплект белья большой:	-простыня большая хирургическая; -наволочка для реанимации; -пододеяльник для реанимации	1 1 1	35 35 35	
3	Комплект белья малый:	-простыня большая хирургическая; -салфетка впитывающая хирургическая	1 2	35	Салфетка в зависи- мости от размера должна впиты- вать 250- 500 мл жидко- сти
4	Комплект хирургический	-простыня большая хирургическая; -простыня малая хирургическая	3 2	35 35	
5	Комплект для покрытия инструментальног о столика:	-чехол на инструментальны й столик; -карман-приемник с адгезивным краем	1 1	35 35	

Таблица 9 – Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения офтальмологических (хирургических) отделений

№ п/п	Наименование одноразовой медицинской одежды и белья	стерильно; нестерильно (с; н/с)	Поверх- ностная плотность	Впитываю щие свойства
----------	--	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

			нетканого материала (не менее г/м ²)	
	Медицинская одежда			
1	Халат хирургический на завязках, без запа'ха, рукав на резинке/манжете	с; н/с	40	
2	Халат хирургический на завязках, без запа'ха, рукав на резинке/манжете с влагонепроницаемым передом и рукавами	с; н/с	40	
3	Халат хирургический с запа'хом сзади, стерильное укрытие спины	с	40	
4	Халат хирургический с запа'хом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами	с	40	
5	Халат хирургический с запа'хом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами, с впитывающим слоем	с	40	
6	Куртка хирургическая, рукав короткий	н/с		
7	Брюки хирургические	н/с		
8	Костюм хирургический	с		
9	Костюм хирургический повышенной прочности	н/с		
10	Шапочка-колпак без подворота	н/с	25	
11	Шапочка-колпак с подворотом	н/с	25	
12	Шапочка-шарлотта	н/с	25	
13	Шапочка-шлем (с подкроенной затылочной частью и стягивающей	н/с	25	

	резинкой)			
14	Бахилы хирургические низкие	н/с	40	
15	Бахилы хирургические высокие	н/с	40	
16	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, завязки	с; н/с		
17	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, резинки	с; н/с		
18	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки	с; н/с		
19	Фартук хирургический, влагонепроницаемый	н/с		
20	Нарукавники медицинские, влагонепроницаемые	с; н/с		
21	Халат-накидка для посетителей	н/с		
	Медицинское белье			
1	Простыня на операционный стол	с	35	
2	Простыня большая хирургическая	с; н/с	35	
3	Простыня малая хирургическая	с; н/с	35	
4	Простыня малая с адгезивным краем хирургическая	с	35	
5	Простыня с отверстием и адгезивным краем офтальмологическая	с	35	
6	Простыня с отверстием, карманом, фиксатором и адгезивным краем офтальмологическая	с	35	
7	Простыня с отверстием, адгезивным краем и карманами хирургическая	с	35	

8	Пеленка малая хирургическая	с; н/с	35	
9	Пеленка средняя хирургическая	с; н/с	35	
10	Салфетка с отверстием, адгезивным слоем, карманом для сбора жидкости, фиксатором, офтальмологическая	с	35	
11	Салфетка с отверстием, адгезивным слоем, офтальмологическая	с	35	
12	Салфетка с отверстием, офтальмологическая	с	35	
13	Салфетка с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, офтальмологическая	с	35	
14	Салфетка хирургическая	с	35	
15	Салфетка впитывающая хирургическая	с		В зависимости от размера должна впитывать 250-500 мл жидкости
16	Тампон хирургический	с		
17	Лента фиксирующая	с; н/с		
18	Чехол на инструментальный столик	с	35	

Таблица 10 – Рекомендуемый перечень комплектов одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения офтальмологических (хирургических) отделений

№ п/п	Наименование комплекта	Перечень одноразовой медицинской одежды и белья	Кол-во (ед/пара)	Поверхностная плотность нетканого материала (не менее г/м ²)	Впитывающие свойства
1	Комплект одежды хирургический:	-халат хирургический; -бахилы низкие;	1 1	40 40	

		-шапочка хирургическая; -маска хирургическая 3- хслойная, фильтр, фиксатор, завязки	пара 1 1	25	
2	Комплект офтальмологический	-халат хирургический; -бахилы низкие; -шапочка хирургическая; -салфетка с отверстием, адгезивным слоем, карманом, фиксатором, офтальмологическая; -простыня малая хирургическая; -простыня впитывающая	3 2 пары 1 1 1 2	40 40 25 35 35	В зависи- мости от размера просты ня должна впиты- вать 250-500 мл жидко- сти
3	Комплект для покрытия инструментального столика:	-чехол на инструментальный столик; -карман-приемник с адгезивным краем	1 1	35 35	

Таблица 11 – Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения оториноларингологических (хирургических) отделений

№ п/п	Наименование одноразовой медицинской одежды и белья	стерильно; нестерильно (с; н/с)	Поверх- ностная плотность нетканого материала (не менее г/м ²)	Впитываю щие свойства
	Медицинская одежда			
1	Халат хирургический на	с; н/с	40	

	завязках, без запа'ха, рукав на резинке/манжете			
2	Халат хирургический на завязках, без запа'ха, рукав на резинке/манжете с влагонепроницаемым передом и рукавами	с; н/с	40	
3	Халат хирургический с запа'хом сзади, стерильное укрытие спины	с	40	
4	Халат хирургический с запа'хом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами	с	40	
5	Халат хирургический с запа'хом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами, с впитывающим слоем	с	40	
6	Куртка хирургическая, рукав короткий	н/с		
7	Брюки хирургические	н/с		
8	Костюм хирургический	н/с		
9	Шапочка-колпак без подворота	н/с	25	
10	Шапочка-колпак с подворотом	н/с	25	
11	Шапочка-шарлотта	н/с	25	
12	Шапочка-шлем (с подкроенной затылочной частью и стягивающей резинкой)	н/с	25	
13	Бахилы хирургические низкие	н/с	40	
14	Бахилы хирургические высокие	н/с	40	
15	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор,	с; н/с		

	завязки			
16	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, резинки	с; н/с		
17	Маска хирургическая 3-хслойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки	с; н/с		
18	Фартук хирургический, влагонепроницаемый	н/с		
19	Нарукавники медицинские, влагонепроницаемые	с; н/с		
20	Халат-накидка для посетителей	н/с		
	Медицинское белье			
1	Простыня на операционный стол	с	35	
2	Простыня большая хирургическая	с; н/с		
3	Простыня малая хирургическая	с; н/с	35	
4	Простыня малая с вырезом с адгезивным краем хирургическая	с	35	
5	Простыня малая влагонепроницаемая с адгезивным краем	с	35	
6	Пеленка малая хирургическая	с; н/с	35	
7	Пеленка средняя хирургическая	с; н/с	35	
8	Салфетка хирургическая	с	35	
9	Салфетка впитывающая хирургическая	с		В зависимости от размера должна впитывать 250-500 мл жидкости
10	Тампон хирургический	с		
11	Лента фиксирующая	с; н/с		
12	Чехол на инструментальный столик	с	35	